


TROJCESTNÝ KOHOUT PRO-WAY



Trojcestný kohout

- variabilní trojcestný ventil, otočný o 360°
- 3 × Luer Lock konektor (2 × Female, 1 × Male)
- transparentní materiál s barevným označením ventilu
- lipidorezistentní
- bílá varianta kohoutu obsahuje v balení snímatelnou modrou a červenou krytku pro možnost volitelného barevného označení ventilu

katalog. číslo	označení	barva	balení	karton
1504.00	Trojcestný kohout PRO-WAY – lipidorezistentní	s modrým a červeným značením	50 ks	500 ks