


RAMPA S TROJCESTNÝMI KOHOUTY CAIR



- variabilní vícecestný systém
- všechny konektory v provedení Luer Lock
- kohouty barevně odlišeny, otočné o 360°
- vyrobeno z materiálu vysoce odolného vůči mechanickému a chemickému poškození
- lipidorezistentní, tlakový
- výrobek neobsahuje PVC a latex

katalog. číslo	označení a specifikace	balení	karton
RP 2000 M	Rampa se 2 kohouty – tlaková, bez PVC, lipidorezistentní	20 ks	320 ks
RP 3000 M	Rampa se 3 kohouty – tlaková, bez PVC, lipidorezistentní	20 ks	320 ks
RP 4000 M	Rampa se 4 kohouty – tlaková, bez PVC, lipidorezistentní	20 ks	320 ks
RP 5000 M	Rampa s 5 kohouty – tlaková, bez PVC, lipidorezistentní	20 ks	320 ks
RP 6000 M	Rampa se 6 kohouty – tlaková, bez PVC, lipidorezistentní	20 ks	320 ks