



Pediatrický lipidový filtr

- pediatrické infuzní filtry pro aplikaci lipidů včetně parenterální výživy „all-in-one“ s 1,2 μm PET membránou k zábráně mikrobiální a částicové kontaminace
- dokonalé odvětrání samostatným bakteriálním filtrem s 0,02 μm PTFE membránou
- integrovaný separátor pro eliminaci vzduchové embolie
- doba použitelnosti filtru 24 hodin
- konektory Luer Lock Male / Female
- výrobek a obal bez PVC a latexu

membrána: PET 1,2 μm

plocha filtru: 4 cm^2

plnicí objem: 0,7 ml

průtok 450 ml / min / cm^2

max. tlak: 4 bar

katalog. číslo

označení a specifikace

balení

karton

A-6601

RowePaed Lipid – pediatrický lipidový filtr 24 hodinový

50 ks

1000 ks