



Přetlakové manžety

- jednoduchá, rychlá a efektivní manipulace
- průhledná přední strana manžetového vaku umožňuje perfektní kontrolu infuzního roztoku
- insuflační balónek spojen s manžetovým vakem přívodní hadičkou s integrovaným bezpečnostním ventilem a barevným indikátorem přetlaku
- možnost okamžité změny intenzity přetlaku
- barevný indikátor aktuálního dosaženého přetlaku
- bezpečnostní ventil proti nežádoucímu přetlaku
- snadné uchycení přetlakové manžety na infuzní stojan
- velký výběr rozměrů a velikostí – standardně pro infuzní vaky o objemech 500 ml, 1000 ml, 3000 ml
- neobsahuje latex



katalog. číslo	označení a specifikace	velikost	balení	karton
4005	INFU - SURG 500	500 ml	5 ks	25 ks
4010	INFU - SURG 1000	1000 ml	5 ks	25 ks
4030	INFU - SURG 3000	3000 ml	5 ks	25 ks