



### I. V. kanyly s fixačními křídélky a injekčním portem

- 100 % biokompatibilní PTFE tenkostěnný katétr s extrémně jemným vnitřním a vnějším povrchem pro snadnou venepunkci a minimální trauma se silikonizovaným atraumatickým koncem
- Jemný kónický zúžený atraumatický přechod mezi jehlou a katétre
- Katétr s RTG kontrastním proužkem
- Velmi ostrá punkční silikonizovaná jehla s Back cut zábrusem pro snadnou a bezbolestnou venepunkci
- Design kanyly uzpůsoben pro lepší ergonomii během zavádění
- Průhledná krevní komůrka pro okamžitou vizualizaci úspěšné venepunkce
- Velká, snadno formovatelná křídélka k bezpečné fixaci kanyly
- Injekční port s „CLICK“ úzávěrem

katalog. číslo	označení a specifikace	barva	G	katétr (Ø x délka)	průtok ( ml / min.)	balení
HFN - 26	HEALFLON 26	Fialová	26 G	0,6 x 19 mm	10 ml	100 / 1000 ks
HFN - 24	HEALFLON 24	Žlutá	24 G	0,7 x 19 mm	18 ml	100 / 1000 ks
HFN - 22	HEALFLON 22	Modrá	22 G	0,9 x 25 mm	36 ml	100 / 1000 ks
HFN - 20	HEALFLON 20	Růžová	20 G	1,1 x 33 mm	61 ml	100 / 1000 ks
HFN - 18	HEALFLON 18	Zelená	18 G	1,3 x 45 mm	90 ml	100 / 1000 ks
HFN - 17	HEALFLON 17	Bílá	17 G	1,5 x 45 mm	140 ml	100 / 1000 ks
HFN - 16	HEALFLON 16	Šedá	16 G	1,8 x 45 mm	200 ml	100 / 1000 ks
HFN - 14	HEALFLON 14	Oranžová	14 G	2,1 x 45 mm	300 ml	100 / 1000 ks