



Bezpečnostní intravenózní kanyly s fixačními křídélky a injekčním portem

- samočinně a plynule se aktivující mechanismus uchycení hrotu jehly bezpečnostní krytkou nastávající právě až při úplném vytažení punkční jehly do oblasti barevného konusu kanyly
- žádná změna techniky zavádění – postup stejný jako u konvenčních i.v. kanyl, možnost povytažení punkční jehly do katétru
- bez nebezpečí poškození punkčního kanálu kvůli nepřítomnosti bezpečnostního sheatu
- maximálně bezpečné a pevné uchycení hrotu punkční jehly v bezpečnostní krytce (nelze odstranit ani za použití nadměrné síly) zajišťuje kompletní ochranu personálu před poraněním hrotem jehly
- barevné značení konusu kanyly ve shodě s označením stupnice velikostí průměru G
- všechny ostatní parametry viz. model MEDIFLON

katalog. číslo	označení	barva	G	vnější ø katétru	délka katétru	balení	karton
4564 142	MEDIFLON Safety – i.v. kanyla	oranžová	14	2,1 mm	45 mm	50 ks	500 ks
4564 162	MEDIFLON Safety – i.v. kanyla	šedá	16	1,8 mm	45 mm	50 ks	500 ks
4564 172	MEDIFLON Safety – i.v. kanyla	bílá	17	1,5 mm	45 mm	50 ks	500 ks
4564 182	MEDIFLON Safety – i.v. kanyla	zelená	18	1,3 mm	45 mm	50 ks	500 ks
4564 202	MEDIFLON Safety – i.v. kanyla	růžová	20	1,1 mm	33 mm	50 ks	500 ks
4564 222	MEDIFLON Safety – i.v. kanyla	modrá	22	0,9 mm	25 mm	50 ks	500 ks
4564 224	MEDIFLON Safety – i.v. kanyla	žlutá	24	0,7 mm	19 mm	50 ks	500 ks