



Intravenózní kanyly bez fixačních křídélek

- zcela nové, postupně se rozšiřující zakončení katétru, zmenšený trim minimalizující punkční trauma
- 100% biokompatibilní PTFE tenkostěnný katétr se silikonizovaným atraumatickým koncem
- velmi ostrá punkční jehla s Back cut zábrusem
- povrch jehly speciálně elektronicky vyhlazen
- RTG kontrastní proužky katétru
- průhledná dvoudílná krevní komůrka zabraňuje nechtěnému úniku krve při manipulaci s kanylou při okamžité vizualizaci úspěšné venepunkce

katalog. číslo	označení	barva	G	vnější ø katétru	délka katétru	balení	karton
4110 242	MEDICAN ALPHA	žlutá	24	0,7 mm	19 mm	100 ks	1000 ks
4110 222	MEDICAN ALPHA	modrá	22	0,9 mm	25 mm	100 ks	1000 ks
4110 202	MEDICAN ALPHA	růžová	20	1,1 mm	33 mm	100 ks	1000 ks
4110 182	MEDICAN ALPHA	zelená	18	1,3 mm	45 mm	100 ks	1000 ks
4110 172	MEDICAN ALPHA	bílá	17	1,5 mm	45 mm	100 ks	1000 ks
4110 162	MEDICAN ALPHA	šedá	16	1,8 mm	45 mm	100 ks	1000 ks
4110 142	MEDICAN ALPHA	oranžová	14	2,1 mm	45 mm	100 ks	1000 ks