

Intravenózní kanyly s fixačními křídélky a injekčním portem

- zcela nové, postupně se rozšiřující zakončení katétru, zmenšený trim minimalizující punkční trauma
- 100% biokompatibilní PTFE tenkostěnný katétr se silikonizovaným atraumatickým koncem
- velmi ostrá punkční jehla s Back cut zábrusem
- povrch jehly speciálně elektronicky vyhlazen
- RTG kontrastní proužky katétru
- velká, snadno formovatelná křídélka k fixaci kanyly
- uzavíratelný injekční port
- průhledná dvoudílná krevní komůrka zabraňuje nechtěnému úniku krve při manipulaci s kanylou při okamžité vizualizaci úspěšné venepunkce



katalog. číslo	označení	barva	G	vnější ø katétru	délka katétru	balení	karton
4020 242	MEDIFLON	žlutá	24	0,7 mm	19 mm	100 ks	1000 ks
4020 222	MEDIFLON	modrá	22	0,9 mm	25 mm	100 ks	1000 ks
4020 202	MEDIFLON	růžová	20	1,1 mm	33 mm	100 ks	1000 ks
4020 182	MEDIFLON	zelená	18	1,3 mm	45 mm	100 ks	1000 ks
4020 172	MEDIFLON	bílá	17	1,5 mm	45 mm	100 ks	1000 ks
4020 162	MEDIFLON	šedá	16	1,8 mm	45 mm	100 ks	1000 ks
4020 142	MEDIFLON	oranžová	14	2,1 mm	45 mm	100 ks	1000 ks