





## Tlakové převodníky

- inteligentní řešení přenosu signálu s unikátním kontaktním systémem „click & go“
- hmotnost převodníku pouze 12 g
- optimální adaptace senzoru na průtokový kanál
- průtok 3 ml/hod.
- integrovaný proplach snadno ovladatelný jednou rukou
- v kompletu s infuzním setem a prodlužovacími tlakovými hadičkami ve variabilních délkách (120, 150, 180 cm) a arteriální prodloužení 15 cm
- spolehlivý elektrický kontakt díky zlaceným konektorům, odolný proti vlhkosti
- robustní kontaktní základny
- snadná údržba
- redukce počtu spojovacích kabelů
- ochranné krytky
- barevné odlišení jednotlivých monitoračních linek
- nastavitelné fixační destičky
- varianty setů s uzavřeným arteriálním krevním odběrovým systémem



| katalog. číslo | označení a specifikace  | balení | karton |
|----------------|---|--------|--------|
| ST - 933       | Monitorovací set XTRANS SINGLE – infuzní souprava, převodník, prodlužovací tlaková hadička 120 cm, arteriální prodloužení 15 cm         | 25 ks  | 25 ks  |
| ST - 934       | Monitorovací set XTRANS DOUBLE – infuzní souprava, 2 × převodník, 2 × prodlužovací tlaková hadička 120 cm, arteriální prodloužení 15 cm | 25 ks  | 25 ks  |
| ST - 935       | Monitorovací set XTRANS TRIPLE – infuzní souprava, 3 × převodník, 3 × prodlužovací tlaková hadička 120 cm, arteriální prodloužení 15 cm | 25 ks  | 25 ks  |
| ST - 937       | Monitorovací set XTRANS SINGLE s boční centrální venózní linkou   | 25 ks  | 25 ks  |
| ST - 945       | Monitorovací set XTRANS SINGLE, uzavřený odběrový systém  | 25 ks  | 25 ks  |
| ST - 946       | Monitorovací set XTRANS SINGLE s boční centrální venózní linkou, uzavřený odběrový systém   | 25 ks  | 25 ks  |
| ST - 951       | Monitorovací set XTRANS DOUBLE, uzavřený odběrový systém  | 25 ks  | 25 ks  |
| ST - 952       | Monitorovací set XTRANS TRIPLE, uzavřený odběrový systém  | 25 ks  | 25 ks  |