



## Tlakové převodníky

- kompaktní design
- hmotnost převodníku pouze 12 g
- průtok 3 ml/hod.
- nejnovější technologie snímacího čipu
- PVC free kabely
- integrovaný proplach eliminující přítomnost vzduchových bublin, snadno ovladatelný jednou rukou
- v kompletu s infuzním setem a prodlužovacími tlakovými hadičkami ve variabilních délkách (120, 150, 180 cm) a arteriální prodloužení 15 cm
- varianty setů s uzavřeným arteriálním krevním odběrovým systémem

| katalog. číslo | označení a specifikace   | balení | karton |
|----------------|--|--------|--------|
| ST - 33        | Monitorovací set SINGLE – infuzní souprava, převodník DPT- 6003, prodlužovací tlaková hadička 120 cm, arteriální prodloužení 15 cm           | 25 ks  | 25 ks  |
| ST - 34        | Monitorovací set DOUBLE – infuzní souprava, 2 x převodník DPT- 6003 , 2 x prodlužovací tlaková hadička 120 cm, arteriální prodloužení 15 cm  | 25 ks  | 25 ks  |
| ST - 35        | Monitorovací set TRIPLE – infuzní souprava, 3 x převodník DPT- 6003 , 3 x prodlužovací tlaková hadička 120 cm, arteriální prodloužení 15 cm  | 25 ks  | 25 ks  |
| ST - 36        | Monitorovací set SINGLE – 1 x převodník DPT- 6003, velcro fixační pásek  | 25 ks  | 25 ks  |
| ST - 37        | Monitorovací set SINGLE s boční centrální venózní linkou – 1 x převodník DPT- 6003   | 25 ks  | 25 ks  |
| ST - 41        | Monitorovací set SINGLE – 1 x převodník DPT- 6013 S.E.R.O. – eliminující rezonance   | 25 ks  | 25 ks  |
| ST - 43        | Monitorovací set SINGLE – 1 x převodník DPT- 6003, arteriální kohout ArterioGuard pro odběr krevních vzorků                                  | 25 ks  | 25 ks  |
| ST - 44        | Monitorovací set SINGLE s boční centrální venózní linkou – 1 x převodník DPT- 6003, arteriální kohout ArterioGuard pro odběr krevních vzorků | 25 ks  | 25 ks  |
| ST - 45        | Monitorovací set SINGLE – uzavřený odběrový systém, 1 x převodník DPT- 6003  | 25 ks  | 25 ks  |
| ST - 46        | Monitorovací set SINGLE s boční centrální venózní linkou – uzavřený odběrový systém, 1 x převodník DPT- 6003                                 | 25 ks  | 25 ks  |
| ST - 51        | Monitorovací set DOUBLE, uzavřený odběrový systém – 1 x převodník DPT- 6003  | 25 ks  | 25 ks  |
| ST - 52        | Monitorovací set TRIPLE, uzavřený odběrový systém – 1 x převodník DPT- 6003  | 25 ks  | 25 ks  |