



Tlakové převodníky – příslušenství

Prodlužovací tlakové hadičky

- materiál PVC nebo Polyethylen
- vnitřní průměr 1,0 nebo 1,5 mm
- otočný nebo fixní konektor Luer Lock Male
- délka: 8–210 cm
- barevné varianty pro snadné odlišení tlakových linek (červená, modrá, zelená, žlutá, neutrální)

Arteriální prodloužení

- obsahuje PVC hadičku variabilní délky 10, 15, 30 cm a čtyřcestný nebo jednocestný kohout
- fixní nebo otočný Luer Lock Male konektor
- barevné varianty
- červený = arteriální; modrý = venozní

katalog. číslo

označení a specifikace

balení

karton

Bližší informace o katalogových číslech a rozměrech viz. samostatný katalog „Invasive Pressure Monitoring Codan PVB“