

# ODSÁVACÍ KATÉTRY S FINGERTIPEM



- atraumatické ukončení katétru pro minimální riziko poranění tracheální nebo bronchiální stěny
- centrální otvor + 2 boční otvory
- fingertip pro přerušované odsávání
- hladký povrch katétru pro snadné zavedení
- dostupné i v provedení s délkou katétru 60 cm

katalog. číslo	velikost	vnější ø	délka	barevné označení	balení	karton
10 - 06.238	CH 06	2,0 mm	50 cm	světle zelený	100 ks	600 ks
10 - 08.238	CH 08	2,7 mm	50 cm	modrý	100 ks	600 ks
10 - 10.238	CH 10	3,3 mm	50 cm	černý	100 ks	600 ks
10 - 12.238	CH 12	4,0 mm	50 cm	bílý	100 ks	600 ks
10 - 14.238	CH 14	4,7 mm	50 cm	tmavě zelený	100 ks	600 ks
10 - 16.238	CH 16	5,3 mm	50 cm	oranžový	100 ks	600 ks
10 - 18.238	CH 18	6,0 mm	50 cm	červený	100 ks	400 ks