

ODSÁVACÍ KATÉTRY ZAHNUTÉ



- zahnutý konec katétru pro minimální riziko poranění tracheální nebo bronchiální stěny
- centrální otvor + 2 boční otvory
- standardní barevné označení
- hladký povrch katétru pro snadné zavedení Luer Lock konektorem

katalog. číslo	velikost	vnější ø	délka	barevné označení	balení	karton
10 - 06.430	CH 06	2,0 mm	50 cm	světle zelený	100 ks	600 ks
10 - 08.430	CH 08	2,7 mm	50 cm	modrý	100 ks	600 ks
10 - 10.430	CH 10	3,3 mm	50 cm	černý	100 ks	600 ks
10 - 12.430	CH 12	4,0 mm	50 cm	bílý	100 ks	600 ks
10 - 14.430	CH 14	4,7 mm	50 cm	tmavě zelený	100 ks	600 ks
10 - 16.430	CH 16	5,3 mm	50 cm	oranžový	100 ks	600 ks
10 - 18.430	CH 18	6,0 mm	50 cm	červený	100 ks	600 ks