



Odsávací hadice se 2 konektory

- vysoce flexibilní, transparentní hadice z medicínského PVC se silikonizovaným povrchem vnitřní stěny
- odolná proti zalomení, pružná v ohybu
- schodkovité konektory na obou koncích hadice
- sterilní

katalog. číslo	označení a specifikace	vnitřní / vnější ø	délka	balení	karton
TA 5181	SOFTUB se 2 konektory – 5 / 7	5 / 7 mm	180 cm	40 ks	160 ks
TA 5271	SOFTUB se 2 konektory – 5 / 7	5 / 7 mm	270 cm	40 ks	160 ks
TA 6181	SOFTUB se 2 konektory – 6 / 8	6 / 8 mm	180 cm	30 ks	120 ks
TA 6271	SOFTUB se 2 konektory – 6 / 8	6 / 8 mm	270 cm	20 ks	80 ks
TA 7181	SOFTUB se 2 konektory – 7 / 9	7 / 9 mm	180 cm	20 ks	80 ks
TA 7271	SOFTUB se 2 konektory – 7 / 9	7 / 9 mm	270 cm	20 ks	80 ks
TA 8181	SOFTUB se 2 konektory – 8 / 10	8 / 10 mm	180 cm	20 ks	80 ks
TA 8271	SOFTUB se 2 konektory – 8 / 10	8 / 10 mm	270 cm	20 ks	80 ks