

Hrudní drenážní systémy s regulací sání na suchém principu

PRECIZNĚ ZVLÁDNUTÁ HRUDNÍ DRENÁŽ

- tříkomorový, uzavřený hrudní drenážní systém na principu suché regulace sání
- kompaktní, mobilní systém připravený k okamžitému a snadnému použití
- přibalena plastová láhev s odměřeným množstvím sterilní vody (45 ml), pro rychlé a přesné naplnění komory vodního uzávěru
- komora vodního uzávěru s bezpečnostní jednocestnou chlopní a s kontinuální indikací hodnoty podtlaku v pleurální dutině pacienta
- vodní uzávěr s monitorem úniku vzduchu a se stupnicí jeho intenzity a trendu
- komora regulace sání s možností plynulého nastavení podtlaku otočným ovladačem v rozsahu -10 cm H₂O až -40 cm H₂O
- vizuální indikátor optimální intenzity sání
- manuální ventily s možností krátkodobé změny sání s integrovanými bakteriálními filtry
- velmi dobře čitelná stupnice sběrné komory s možností zaznamenávání trendu odsáté tekutiny
- vodní sloupec dobře viditelný díky modrému barvivu aktivovanému po naplnění komory
- možnost různého umístění díky flexibilním držákům a stabilizačnímu podstavci
- MRI kompatibilní
- sterilní, neobsahuje latex, neobsahuje kovy



katalog. číslo

označení a specifikace

balení

karton

3600 – 100 ATRIUM Oasis – hrudní drenážní systém pro 1 drén

1 ks

6 ks

3620 – 100 ATRIUM Oasis – hrudní drenážní systém pro 2 drény

1 ks

6 ks