



Teplotní a vlhkostní výměník

- plastová trubice s možností nastavení požadovaného tvaru a objemu mrtvého dechového prostoru
- filtr zvlhčuje a ohřívá vdechovaný vzduch z ventilátoru na teplotu optimalizovanou pro respirační soustavu (H: - >90%, T: -32–33 °C)
- distální konec s filtrem připojen na ventilátor
- proximální tvarovatelná část připojená na endotracheální kanylu

Technické specifikace

vlastnosti	hodnoty	specifikace
délka tubusu	204–144 mm	maximální – minimální délka
průměr tubusu	15 mm	proximální konec
	22 mm	distální konec
vlhkost vzduchu	34 mg.H ₂ O/l	pro objem 700 ml
	33 mg.H ₂ O/l	pro objem 1200 ml
teplota vzduchu	33 °C	pro objem 700 ml
	32 °C	pro objem 1200 ml
odpor fitru	0,9 cm/H ₂ O	pro průtok 30l /min
	2,0 cm/H ₂ O	pro průtok 60l /min
objem mrtvého dechového prostoru	78 ml	minimální délka tubusu
	100 ml	maximální délka tubusu

katalog. číslo	označení	balení	karton
33 020	HUMIDIFICADOR	100 ks	200 ks