



- kompletní operační odsávací souprava s nástavcem a hadicí
- nástavec s centrálním otvorem a 4 bočními otvory
- hadice ukončena univerzálním schodkovitým konektorem
- v provedení s fingertipem nebo bez fingertipu
- mnohostranné použití
- dvojité balení

Operační odsávací souprava – bez fingertipu

katalog. číslo	označení a specifikace	délka hadice	vnější ø nástavce	balení	karton
49 - 04.510	Odsávací souprava Yankauer	210 cm	4 mm	45 ks	45 ks
49 - 06.510	Odsávací souprava Yankauer	210 cm	6 mm	45 ks	45 ks
49 - 08.510	Odsávací souprava Yankauer	210 cm	8 mm	45 ks	45 ks
49 - 06.512	Odsávací souprava Yankauer, zúžená koncovka	210 cm	6 mm	45 ks	45 ks
49 - 04.520	Odsávací souprava Yankauer s rukojetí	210 cm	4 mm	45 ks	45 ks
49 - 06.520	Odsávací souprava Yankauer s rukojetí	210 cm	6 mm	45 ks	45 ks
49 - 08.520	Odsávací souprava Yankauer s rukojetí	210 cm	8 mm	45 ks	45 ks
49 - 06.523	Odsávací souprava Yankauer s rukojetí, zúžená koncovka	210 cm	6 mm	45 ks	45 ks

Operační odsávací souprava – s fingertipem

katalog. číslo	označení a specifikace	délka hadice	vnější ø nástavce	balení	karton
49 - 04.500	Odsávací souprava Yankauer	210 cm	4 mm	45 ks	45 ks
49 - 06.500	Odsávací souprava Yankauer	210 cm	6 mm	45 ks	45 ks
49 - 08.500	Odsávací souprava Yankauer	210 cm	8 mm	45 ks	45 ks
49 - 04.530	Odsávací souprava Yankauer s rukojetí	210 cm	4 mm	45 ks	45 ks
49 - 06.530	Odsávací souprava Yankauer s rukojetí	210 cm	6 mm	45 ks	45 ks
49 - 08.530	Odsávací souprava Yankauer s rukojetí	210 cm	8 mm	45 ks	45 ks