

SPOJOVACÍ HADICE PRO OPERAČNÍ SÁNÍ



- flexibilní transparentní spojovací hadice bez fingertipu
- ukončení hadice ve dvou provedeních:
nálevkový konektor – nálevkový konektor (NN)
nálevkový konektor – pyramidový konektor (NP)
- dvojité balení

katalog. číslo	označení a specifikace	délka	velikost	balení	karton
68 - 30.301	Spojovací hadice s NN konektory	300 cm	CH 30	30 ks	30 ks
68 - 30.300	Spojovací hadice s NP konektory	300 cm	CH 30	30 ks	30 ks