

FOLEY MOČOVÉ KATÉTRY



Močové katétry Foley – typ Nelaton a Tiemann

- 2-cestný permanentní močový katétr typ Nelaton a Tiemann
- silikonizovaný latex
- balónek 10 ml (u dětských 3 ml)
- atraumaticky zaoblený konec katétru se 2 bočními otvory
- celková délka 40 cm
- sterilní

katalog. číslo	označení a specifikace	velikost	balení	karton
CU 20104	Foley močový katétr Nelaton - Silicone coated, 2-cestný, 3 ml	CH 08	10 ks	100 ks
CU 20105	Foley močový katétr Nelaton - Silicone coated, 2-cestný, 3 ml	CH 10	10 ks	100 ks
CU 20106	Foley močový katétr Nelaton - Silicone coated, 2-cestný, 10 ml	CH 12	10 ks	100 ks
CU 20107	Foley močový katétr Nelaton - Silicone coated, 2-cestný, 10 ml	CH 14	10 ks	100 ks
CU 20108	Foley močový katétr Nelaton - Silicone coated, 2-cestný, 10 ml	CH 16	10 ks	100 ks
CU 20109	Foley močový katétr Nelaton - Silicone coated, 2-cestný, 10 ml	CH 18	10 ks	100 ks
CU 20110	Foley močový katétr Nelaton - Silicone coated, 2-cestný, 10 ml	CH 20	10 ks	100 ks
CU 20111	Foley močový katétr Nelaton - Silicone coated, 2-cestný, 10 ml	CH 22	10 ks	100 ks
CU 20112	Foley močový katétr Nelaton - Silicone coated, 2-cestný, 10 ml	CH 24	10 ks	100 ks
CU 20117	Foley močový katétr Tiemann - Silicone coated, 2-cestný, 10 ml	CH 12	10 ks	100 ks
CU 20118	Foley močový katétr Tiemann - Silicone coated, 2-cestný, 10 ml	CH 14	10 ks	100 ks
CU 20119	Foley močový katétr Tiemann - Silicone coated, 2-cestný, 10 ml	CH 16	10 ks	100 ks
CU 20120	Foley močový katétr Tiemann - Silicone coated, 2-cestný, 10 ml	CH 18	10 ks	100 ks
CU 20121	Foley močový katétr Tiemann - Silicone coated, 2-cestný, 10 ml	CH 20	10 ks	100 ks
CU 20122	Foley močový katétr Tiemann - Silicone coated, 2-cestný, 10 ml	CH 22	10 ks	100 ks