


**Fixace, ochrana, adhezivita, transparence**

- univerzální, semipermeabilní, elastická, adhezivní, hypoalergenní, průhledná incizní fólie pro všechny typy operačních ploch, i pro pooperační krytí
- ideální pro krytí raných ploch a vředových afekcí, pro ochranu ploch po odebrání kožních štěpů
- vhodná pro fixaci kanyl a centrálních žilních katétrů snižuje riziko posunu katétru a flebitid
- vyrobeno z extrémně jemné a průhledné polyuretanové membrány (tloušťka 30 µm)
- vynikající kontrola sledované plochy, výborná flexibilita a adhezivita k jakékoliv anatomické oblasti
- semipermeabilní, antibakteriální membrána je nejen ochranou proti infekci, ale díky příznivému prostředí urychluje hojení ran
- vyrobeno z hypoalergenního materiálu

katalog. číslo	označení	velikost	možnosti použití	balení	karton
31 117	OPER FILM	6,5 × 7,5 cm	Fixace kanyl a katétrů	125 ks	1000 ks
31 087	OPER FILM	7,5 × 10 cm	Fixace kanyl a katétrů	100 ks	800 ks
31 077	OPER FILM	10 × 15 cm	<b>Minimálně rozsáhlé operační přístupy</b> torakocentézy, lumbální punkce, paracentézy	60 ks	480 ks
31 067	OPER FILM	16 × 30 cm	<b>Málo rozsáhlé operační přístupy</b> appendektomie, herniotomie, pediatrická chirurgie	20 ks	160 ks
31 057	OPER FILM	27 × 30 cm	<b>Středně rozsáhlé operační přístupy</b> chirurgie krku a hrudníku, pediatrická chirurgie	20 ks	160 ks
31 047	OPER FILM	30 × 40 cm	<b>Středně rozsáhlé operační přístupy</b> infra a supraumbilikální laparotomie	20 ks	160 ks
31 037	OPER FILM	40 × 40 cm	<b>Středně rozsáhlé operační přístupy</b> torakotomie, laparotomie, ortopedické operace	15 ks	120 ks
31 027	OPER FILM	40 × 60 cm	<b>Maximálně rozsáhlé operační přístupy</b> hrudní nebo břišní chirurgie.	10 ks	80 ks
31 097	OPER FILM	60 × 80 cm	<b>Maximálně rozsáhlé operační přístupy</b> kardiochirurgické zákroky, totální náhrady kyčlí	10 ks	40 ks