



Ochranné fixační rukávy pro dialyzační a stomické katétrů

- ideální systém pro ochranu a fixaci žilních a stomických katétrů
- jednoduchá manipulace, perfektní uchycení a atraumatická aplikace zvyšuje komfort a zlepšuje kvalitu života pacienta
- minimalizuje riziko repozice katétru
- fixační náplast a ochranný rukáv katétru snižuje riziko mikrobiální kontaminace povrchu katétru a oblasti kožního vstupu
- sterilní, neobsahuje latex



OPER CAT je složen z fixační náplasti a ochranného krycího rukávu. Fixační náplast je vyrobena z elastického, vysoce porézního netkaného materiálu s dobrou propustností pro kyslík a vodní páry a velmi dobrou přilnavostí k okrajovým plochám rány. Hypoalergení přilnavá vrstva je chráněna naříznutým silikonovým papírem pro snadné, rychlé uchycení i odstranění, ale díky svým vlastnostem zároveň asepticky chrání oblast kožního vstupu katétru.

Vnější i vnitřní povrch ochranného krycího rukávu pro centrální venózní, dialyzační a stomické katétrů je zhotoven z permeabilního, nepřilnavého materiálu s maximální schopností absorpce. Slouží jako perfektní bariéra proti vstupu mikroorganismů.

Ideální krycí a fixační systém pro všechny druhy dočasných a permanentních katétrů.

katalog. číslo	označení	rozměr	balení	karton
37 407	OPER CAT	5 × 5 cm	25 ks	325 ks
37 417	OPER CAT	8 × 7,5 cm	25 ks	325 ks
37 427	OPER CAT	16 × 5 cm	25 ks	250 ks