



PUR fixační krytí i.v. kanyl

- samolepící polyuretanová průhledná fixační folie pro perfektní vizualizaci punkčního místa a vstupu kanyly
- pro okamžitou kontrolu známek flebitidy nebo jiné lokální komplikace bez nutnosti výměny kryptí
- vysoká permeabilita pro vodní páry snižuje riziko infekce
- u modelu Transafix PU I.V. PLUS navíc speciální fixační proužky pro ještě bezpečnější uchycení kanyly
- zvýšení komfortu pacienta díky absenci podráždění pokožky i při dlouhodobé aplikaci

katalog. číslo

označení a specifikace

velikost

balení

karton

8900 004

TRANSAFIX PU I.V. Plus – fixační PUR krytí i.v. kanyl s fix. proužky

7 × 9 cm

100 ks

1600 ks