




Krycí a fixační systém pro PEG sondy

- bezpečné krytí a pevná fixace výživových PEG sond s možností rychlé a opakované výměny
- vlastní drenážní gázové krytí zajišťující pevnou fixaci PEG sondy je potaženo aluminií jako prevence přilepení krytí k ráně, navíc s pozitivním hojícím efektem
- set je dále složen ze dvou čtverců gázy 7,5 × 7,5 cm, 8 vrstev a elastické fixační náplasti o rozměru 12 × 15 cm
- sekundární uchycení pomocí Transafix® fixační pásky č. 2 zajišťuje proximální směr uložení vývodu PEG sondy s prevencí dislokace a úniku tekutin, snížení rizika infekce
- Transafix páska s trvanlivou adhezivní vrstvou a velcro zipem udržuje pevnou fixaci i při opakované manipulaci s PEG sondou
- zvýšení komfortu pacienta díky absenci podráždění pokožky i při dlouhodobé aplikaci

katalog. číslo

označení a specifikace

balení

karton

8801 000

TRANSAFIX® PEG Set

30 ks

360 ks