




TRANSAFIX® ENDOTRACHEÁLNÍ SET



- ideální systém pro dlouhodobou a bezpečnou fixaci endotracheálních rourek po nasální i orální intubaci
- flexibilní obličejový fixátor s perfektním přizpůsobením tvaru obličeje a neměnnou polohou díky adhezivní vrstvě
- fixační proužky 16 mm široké a 40 cm dlouhé zajišťují stálou polohu endotracheální rourky dvojitým obtočením části proužku se speciální adhezivní vrstvou kolem rourky a uchycením v obličejovém fixátoru
- všechny komponenty vyrobeny z hypoalergeního materiálu
- zvýšení komfortu pacienta díky absenci podráždění pokožky i při dlouhodobé aplikaci

katalog. číslo	označení a specifikace	balení
8700 600	TRANSAFIX® fixační endotracheální set – nesterilní	50 ks
8700 700	TRANSAFIX, podložka pod fixační pásku – nesterilní, 2 ks	50 ks
8700 800	TRANSAFIX, fixační pásku – nesterilní	50 ks
8800 600	TRANSAFIX® fixační endotracheální set – sterilní	50 ks