


Pediatrické enterální výživové sondy

- pediatrické enterální sondy s patentovaným **non-luer T** konektorem pro bezpečnější připojení na základě doporučení Evropské komise pro zdravotnictví
- atraumatický distální konec sondy s 2 bočními otvory zabraňující instilaci výživových preparátů v dolním jícnu
- nálevka s uzavíratelnou zátkou
- RTG kontrastní, délkově značená po 1 cm



Pediatrické enterální sondy – PUR

katalog. číslo	označení	velikost	délka	objem	balení	karton
ALP 04 U	NUTRICAIR	CH 04	50 cm	0,1 ml	40 ks	640 ks
ALP 06 U	NUTRICAIR	CH 06	50 cm	0,5 ml	40 ks	640 ks
ALP 08 U	NUTRICAIR	CH 08	50 cm	0,9 ml	40 ks	640 ks
ALP 10 U	NUTRICAIR	CH 10	50 cm	1,8 ml	40 ks	640 ks
ALP 104 U	NUTRICAIR	CH 04	125 cm	0,5 ml	40 ks	640 ks
ALP 106 U	NUTRICAIR	CH 06	125 cm	1,2 ml	40 ks	640 ks
ALP 108 U	NUTRICAIR	CH 08	125 cm	2,3 ml	40 ks	640 ks
ALP 110 U	NUTRICAIR	CH 10	125 cm	4,4 ml	40 ks	640 ks

Pediatrické enterální sondy – PVC

katalog. číslo	označení	velikost	délka	objem	balení	karton
ALP 04	NUTRICAIR	CH 04	50 cm	0,1 ml	40 ks	640 ks
ALP 06	NUTRICAIR	CH 06	50 cm	0,5 ml	40 ks	640 ks
ALP 08	NUTRICAIR	CH 08	50 cm	0,9 ml	40 ks	640 ks
ALP 10	NUTRICAIR	CH 10	50 cm	1,8 ml	40 ks	640 ks
ALP 104	NUTRICAIR	CH 04	125 cm	0,5 ml	40 ks	640 ks
ALP 106	NUTRICAIR	CH 06	125 cm	1,2 ml	40 ks	640 ks
ALP 108	NUTRICAIR	CH 08	125 cm	2,3 ml	40 ks	640 ks
ALP 110	NUTRICAIR	CH 10	125 cm	4,4 ml	40 ks	640 ks