

mediform

SPECIÁLNÍ ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL

ŠETRNÉ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Při likvidaci neuvolňuje
žádné vedlejší toxické produkty

LATEX FREE
FTALÁT FREE
BISFENOL-A FREE
STERILNÍ

Po naplnění láhve možno použít
po dobu až 48 hodin.

DUDLÍK

- flexibilní, s 1 nebo 3 otvory
- optimálně tvarovaný
- neobsahuje latex
- neobsahuje ftaláty

KRYTKA

- Fialová: dudlík s 1 otvorem
- Bílá: dudlík se 3 otvory

LÁHEV

- kapacita 60, 130 nebo 240 ml
- vyrobeno z polypropylenu
- nerozbitné

KALIBRACE

- pro láhve 60 ml kalibrace po 5ml
(od 5 do 20 ml, navíc po 1 ml)
- pro láhve 130 a 240 ml
kalibrace po 5 ml



MLÉČNÁ ODMĚRKA

- kalibrační značky od 10 do 60 ml
- použitelná zároveň jako krytka
dudlíku

NUTRICAIR

VÝŽIVOVÉ LÁHVE



VÝŽIVOVÉ LÁHVE - jednotlivé balení / sterilní

katalogové číslo	název a popis	balení	karton
NCB 1060 A	NUTRICAIR, výživová láhev - 60 ml , s krytkou	1 ks	140 ks
NCB 1130 A	NUTRICAIR, výživová láhev - 130 ml , s krytkou	1 ks	120 ks
NCB 1240 A	NUTRICAIR, výživová láhev - 240 ml , s krytkou	1 ks	84 ks
NCB 2060 A	NUTRICAIR, výživová láhev - 60 ml , dudlík s 1 otvorem	1 ks	100 ks
NCB 2130 A	NUTRICAIR, výživová láhev - 130 ml , dudlík s 1 otvorem	1 ks	100 ks
NCB 2240 A	NUTRICAIR, výživová láhev - 240 ml , dudlík s 1 otvorem	1 ks	50 ks
NCB 3060 A	NUTRICAIR, výživová láhev - 60 ml , dudlík se 3 otvory	1 ks	100 ks
NCB 3130 A	NUTRICAIR, výživová láhev - 130 ml , dudlík se 3 otvory	1 ks	100 ks
NCB 3240 A	NUTRICAIR, výživová láhev - 240 ml , dudlík se 3 otvory	1 ks	50 ks

VÝŽIVOVÉ LÁHVE - multipack / sterilní

katalogové číslo	název a popis	balení	karton
NCB 1060 V	NUTRICAIR, výživová láhev - 60 ml , s krytkou - balení po 30 ks	30 ks	180 ks
NCB 1130 V	NUTRICAIR, výživová láhev - 120 ml , s krytkou - balení po 20 ks	20 ks	140 ks
NCB 1240 V	NUTRICAIR, výživová láhev - 240 ml , s krytkou - balení po 12 ks	12 ks	84 ks
NCB 2060 V	NUTRICAIR, výživová láhev - 60 ml , dudlík s 1 otvorem - balení po 10 ks	10 ks	100 ks
NCB 2130 V	NUTRICAIR, výživová láhev - 130 ml , dudlík s 1 otvorem - balení po 8 ks	8 ks	96 ks
NCB 2240 V	NUTRICAIR, výživová láhev - 240 ml , dudlík s 1 otvorem - balení po 6 ks	6 ks	48 ks
NCB 3060 V	NUTRICAIR, výživová láhev - 60 ml , dudlík se 3 otvory - balení po 10 ks	10 ks	100 ks
NCB 3130 V	NUTRICAIR, výživová láhev - 130 ml , dudlík se 3 otvory - balení po 8 ks	8 ks	96 ks
NCB 3240 V	NUTRICAIR, výživová láhev - 240 ml , dudlík se 3 otvory - balení po 6 ks	6 ks	48 ks

DUDLÍKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VÝŽIVOVÉ LÁHVE - sterilní

katalogové číslo	název a popis	balení	karton
NCT 211 A	NUTRICAIR, dudlík s 1 otvorem	1 ks	100 ks
NCT 312 A	NUTRICAIR, dudlík se 3 otvory	1 ks	100 ks
NCT 010 A	Mléčná odměrka	1 ks	100 ks
NCT 513 A	Krytka pro výživové láhve	1 ks	100 ks

MEDIFORM spol. s r.o.
Olšová 1 • CZ 637 00 Brno

Telefon +420 541 221 392 • Fax +420 541 220 736

objednavky@mediform.cz • www.mediform.cz