

OPER CAT®

Ochranné krytí dialyzačních katétrů

- Aseptická ochrana a fixace bez rizika repozice katétru
- Perfektní bariéra proti mikrobiální kontaminaci
- Ideální pro všechny druhy dočasných i permanentních katétrů



OPER CAT®

Hypoalergenní přilnavá vrstva náplasti je vyrobena z elastického netkaného materiálu s velmi dobrou propustností pro kyslík a vodní páry a vynikající přilnavostí k okrajovým plochám rány, zároveň asepticky chrání oblast kožního vstupu katétru.

Krycí vrstva je chráněna naříznutým silikonovým papírem pro snadné, rychlé uchycení i odstranění.

Maximální schopnost absorpce ochranného krycího rukávu z permeabilního, nepřilnavého materiálu.

Tři velikosti ochranného rukávu pro větší klinickou flexibilitu.

katalogové číslo	název	rozměr	balení	karton
37 407	OPER CAT	5 x 5 cm	25 ks	325 ks
37 417	OPER CAT	8 x 7,5 cm	25 ks	325 ks
37 427	OPER CAT	16 x 5 cm	25 ks	250 ks

MEDIFORM spol. s r.o.
Olšová 1, CZ 637 00 Brno

tel.: +420 541 221 392, fax: +420 541 220 736

objednavky@mediform.cz, www.mediform.cz

