


mediform


SPECIÁLNÍ
ZDRAVOTNICKÝ
MATERIÁL



BAREVNÉ SPOJOVACÍ HADIČKY



BAREVNÉ SPOJOVACÍ HADIČKY



- Barevné kódování umožňuje rychlé mapování infuzní linky -či označení linky pro dané léčivo bez rizika záměny
- Nulová absorpce medikamentů
- Tlaková rezistence min. 4 bary
- PVC Free / DEHP Free
- Vyrobeno z PE
- Luer Lock konektory

katalog. číslo	název	balení
22285	Barevná spojovací hadička - červená 2,0 mm x 30 cm	200 ks
22328	Barevná spojovací hadička - modrá 2,0 mm x 30 cm	200 ks
1200 1050 E	Barevná spojovací hadička PE - červená 2,0 mm x 50 cm	200 ks
1200 2050 E	Barevná spojovací hadička PE - zelená 2,0 mm x 50 cm	200 ks
1200 5050 E	Barevná spojovací hadička PE - žlutá 2,0 mm x 50 cm	200 ks
1200 7050 E	Barevná spojovací hadička PE - modrá 2,0 mm x 50 cm	200 ks
1200 3200 E	Barevná spojovací hadička PE - červená 2,0 mm x 200 cm	200 ks
1200 4200 E	Barevná spojovací hadička PE - zelená 2,0 mm x 200 cm	200 ks
1200 6200 E	Barevná spojovací hadička PE - žlutá 2,0 mm x 200 cm	200 ks
1200 8200 E	Barevná spojovací hadička PE - modrá 2,0 mm x 200 cm	200 ks
2202 150ND	Barevná spojovací hadička - červená 1,8 mm x 150 cm	200 ks

PRODLUŽOVACÍ HADIČKY PRO MĚŘENÍ HEMODYNAMIKY



- Tlakové hadičky pro přesné měření hemodynamiky
- Barevné kódování hadičky umožňující rozlišení arteriální nebo venózní linky
- Tlaková resistance min. 500 PSI
- Nulová absorpce medikamentů
- Hadičky neobsahují ftaláty - DEHP Free
- Luer Lock konektory

katalog. číslo	název	objem	balení
715256	Hadička pro měření tlaku - 1,5 mm x 60 cm, MF - modrá	1,05 ml	100 ks
715259	Hadička pro měření tlaku - 1,5 mm x 60 cm, MF - neutrální	1,05 ml	100 ks
715260	Hadička pro měření tlaku - 1,5 mm x 60 cm, MF - červená	1,05 ml	100 ks
715263	Hadička pro měření tlaku - 1,5 mm x 90 cm, MF - neutrální	1,59 ml	100 ks
715264	Hadička pro měření tlaku - 1,5 mm x 90 cm, MF - červená	1,59 ml	100 ks
715265	Hadička pro měření tlaku - 1,5 mm x 120 cm, MF - modrá	2,12 ml	100 ks
715268	Hadička pro měření tlaku - 1,5 mm x 120 cm, MF - neutrální	2,12 ml	100 ks
715269	Hadička pro měření tlaku - 1,5 mm x 120 cm, MF - červená	2,12 ml	100 ks
715270	Hadička pro měření tlaku - 1,5 mm x 150 cm, MF - modrá	2,65 ml	100 ks
715273	Hadička pro měření tlaku - 1,5 mm x 150 cm, MF - neutrální	2,65 ml	100 ks
715274	Hadička pro měření tlaku - 1,5 mm x 150 cm, MF - červená	2,65 ml	100 ks
715227	Hadička pro měření tlaku - 1,5 mm x 90 cm, MM - modrá	1,59 ml	100 ks
715228	Hadička pro měření tlaku - 1,5 mm x 90 cm, MM - neutrální	1,59 ml	100 ks
715230	Hadička pro měření tlaku - 1,5 mm x 120 cm, MM - modrá	2,12 ml	100 ks
715235	Hadička pro měření tlaku - 1,5 mm x 150 cm, MM - neutrální	2,65 ml	100 ks



MEDIFORM spol. s r.o.

Olšová 1 • CZ 637 00 Brno

Telefon +420 541 221 392 • Fax +420 541 220 736

objednavky@mediform.cz • www.mediform.cz