

STÍNĚNÁ INFUZNÍ SOUPRAVA



Infuzní souprava gravitační pro aplikaci světlocitlivých roztoků

- transparentní, UV – záření filtrující infuzní souprava
- integrované, uzavíratelné zavzdušnění s hydrofobním membránovým bakteriálním filtrem
- délka hadičky 150 cm, s bezpečnostním Luer Lock konektorem

katalog. číslo

označení a specifikace

balení

karton

9100 1150 E

Stíněná infuzní souprava – žlutá, transparentní

100 ks

100 ks