


STÍNĚNÉ SPOJOVACÍ HADIČKY



Spojovací hadičky pro aplikaci světlocitlivých roztoků

- transparentní, UV – záření filtrující spojovací hadička pro lineární dávkovače k aplikaci světlocitlivých medikamentů
- tlaková PVC hadička s vnitřním \varnothing 1,0 mm
- balení obsahuje černý fóliový obal pro injekční stříkačky všech velikostí

katalog. číslo	označení a specifikace	balení	karton
1100 1050 E	Stíněná spojovací hadička – žlutá, vnitřní \varnothing 1 mm, délka 50 cm	200 ks	200 ks
1100 1150 E	Stíněná spojovací hadička – žlutá, vnitřní \varnothing 1 mm, délka 150 cm	200 ks	200 ks
1100 1200 E	Stíněná spojovací hadička – žlutá, vnitřní \varnothing 1 mm, délka 200 cm	200 ks	200 ks