


## BAREVNÉ SPOJOVACÍ HADIČKY



- barevné kódování umožňuje rychlé mapování infuzní linky-či označení linky pro dané léčivo bez rizika záměny
- nulová absorpce medikamentů
- tlaková resistance min. 4 bary
- PVC Free / DEHP Free
- vyrobeno z PE
- Luer Lock konektory

katalog. číslo	označení a specifikace	karton
22285	Barevná spojovací hadička - červená 2,0 mm x 30 cm	200 ks
22328	Barevná spojovací hadička - modrá 2,0 mm x 30 cm	200 ks
1200 1050 E	Barevná spojovací hadička PE - červená 2,0 mm x 50 cm	200 ks
1200 2050 E	Barevná spojovací hadička PE - zelená 2,0 mm x 50 cm	200 ks
1200 5050 E	Barevná spojovací hadička PE - žlutá 2,0 mm x 50 cm	200 ks
1200 7050 E	Barevná spojovací hadička PE - modrá 2,0 mm x 50 cm	200 ks
1200 3200 E	Barevná spojovací hadička PE - červená 2,0 mm x 200 cm	200 ks
1200 4200 E	Barevná spojovací hadička PE - zelená 2,0 mm x 200 cm	200 ks
1200 6200 E	Barevná spojovací hadička PE - žlutá 2,0 mm x 200 cm	200 ks
1200 8200 E	Barevná spojovací hadička PE - modrá 2,0 mm x 200 cm	200 ks
2202 150ND	Barevná spojovací hadička - červená 1,8 mm x 150 cm	200 ks