


VÍCECESTNÉ SPOJOVACÍ HADIČKY



- spojovací dvou až pěticestné hadičky s vnitřním průměrem 3,0 mm
- bezpečnostní Luer Lock konektory na všech zakončeních
- integrované tlačky k zastavení infuze
- integrovaná IN zátka u pěticestné hadičky



katalog. číslo	označení a specifikace	balení	karton
8100 1001 E	Dvoucestná spojovací hadička	20 ks	200 ks
8100 2003 E	Čtyřcestná spojovací hadička	10 ks	100 ks
8100 3004 E	Pěticestná spojovací hadička	10 ks	100 ks
8100 6001 E	Dvoucestná spojovací hadička Y – konus	200 ks	200 ks