



Tlakové spojovací hadičky s otočnými Luer Lock konektory

- tlakové spojovací hadičky s variabilními vnitřními průměry 1,5 až 2,5 mm
- bezpečnostní Luer Lock konektory Male / Female s otočnou maticí
- vyrobeno z koextrudovaného materiálu – vnitřní část z PE, vnější část z PVC

BIOCATH – vnitřní průměr 1 mm (max. přetlak 40 bar / 580 PSI)

katalog. číslo	označení	délka	vnitřní / vnější průměr	objem	balení	karton
PB 3102 M	BIOCATH	25 cm	1 × 2,5 mm	0,20 ml	40 ks	640 ks
PB 3105 M	BIOCATH	50 cm	1 × 2,5 mm	0,40 ml	40 ks	640 ks
PB 3110 M	BIOCATH	100 cm	1 × 2,5 mm	0,80 ml	40 ks	640 ks
PB 3115 M	BIOCATH	150 cm	1 × 2,5 mm	1,20 ml	40 ks	640 ks
PB 3120 M	BIOCATH	200 cm	1 × 2,5 mm	1,60 ml	40 ks	640 ks

BIOCATH – vnitřní průměr 1,5 mm (max. přetlak 35 bar / 500 PSI)

katalog. číslo	označení	délka	vnitřní / vnější průměr	objem	balení	karton
PB 3202 M	BIOCATH	25 cm	1,5 × 3,0 mm	0,45 ml	40 ks	640 ks
PB 3205 M	BIOCATH	50 cm	1,5 × 3,0 mm	0,90 ml	40 ks	640 ks
PB 3210 M	BIOCATH	100 cm	1,5 × 3,0 mm	1,80 ml	40 ks	640 ks
PB 3215 M	BIOCATH	150 cm	1,5 × 3,0 mm	2,70 ml	40 ks	640 ks
PB 3220 M	BIOCATH	200 cm	1,5 × 3,0 mm	3,60 ml	40 ks	640 ks

BIOCATH – vnitřní průměr 2,5 mm (max. přetlak 20 bar / 300 PSI)

katalog. číslo	označení	délka	vnitřní / vnější průměr	objem	balení	karton
PB 3302 M	BIOCATH	25 cm	2,5 × 4,1 mm	0,60 ml	40 ks	640 ks
PB 3305 M	BIOCATH	50 cm	2,5 × 4,1 mm	1,20 ml	25 ks	400 ks
PB 3310 M	BIOCATH	100 cm	2,5 × 4,1 mm	2,50 ml	25 ks	400 ks
PB 3315 M	BIOCATH	150 cm	2,5 × 4,1 mm	4,90 ml	25 ks	400 ks
PB 3320 M	BIOCATH	200 cm	2,5 × 4,1 mm	7,40 ml	25 ks	400 ks

(Možnost dodání i jiných rozměrů – též v provedení Male / Male)