

HADIČKY PRO MĚŘENÍ TLAKU



Prodlužovací hadičky pro měření hemodynamiky

- tlakové hadičky pro přesné měření hemodynamiky
- barevné kódování hadičky umožňující rozlišení arteriální nebo venózní linky
- tlaková resistance min. 500 PSI
- nulová absorpce medikamentů
- hadičky neobsahují ftaláty - DEHP Free
- Luer Lock konektory

katalog. číslo	označení a specifikace	objem	karton
715256	Hadička pro měření tlaku - 1,5 mm x 60 cm, MF - modrá	1,05 ml	100 ks
715259	Hadička pro měření tlaku - 1,5 mm x 60 cm, MF - neutrální	1,05 ml	100 ks
715260	Hadička pro měření tlaku - 1,5 mm x 60 cm, MF - červená	1,05 ml	100 ks
715263	Hadička pro měření tlaku - 1,5 mm x 90 cm, MF - neutrální	1,59 ml	100 ks
715264	Hadička pro měření tlaku - 1,5 mm x 90 cm, MF - červená	1,59 ml	100 ks
715265	Hadička pro měření tlaku - 1,5 mm x 120 cm, MF - modrá	2,12 ml	100 ks
715268	Hadička pro měření tlaku - 1,5 mm x 120 cm, MF - neutrální	2,12 ml	100 ks
715269	Hadička pro měření tlaku - 1,5 mm x 120 cm, MF - červená	2,12 ml	100 ks
715270	Hadička pro měření tlaku - 1,5 mm x 150 cm, MF - modrá	2,65 ml	100 ks
715273	Hadička pro měření tlaku - 1,5 mm x 150 cm, MF - neutrální	2,65 ml	100 ks
715274	Hadička pro měření tlaku - 1,5 mm x 150 cm, MF - červená	2,65 ml	100 ks
715227	Hadička pro měření tlaku - 1,5 mm x 90 cm, MM - modrá	1,59 ml	100 ks
715228	Hadička pro měření tlaku - 1,5 mm x 90 cm, MM - neutrální	1,59 ml	100 ks
715230	Hadička pro měření tlaku - 1,5 mm x 120 cm, MM - modrá	2,12 ml	100 ks
715235	Hadička pro měření tlaku - 1,5 mm x 150 cm, MM - neutrální	2,65 ml	100 ks