



Tlakové hadičky s Luer Lock konektory v provedení Male / Male

- tlakové spojovací hadičky s vnitřním průměrem 1,5 mm
- bezpečnostní Luer Lock Male / Male konektory s pevnou maticí
- vyrobeny z medicínského PVC

UNICATH – vnitřní průměr 1,5 mm (max. přetlak 30 bar / 500 PSI)

katalog. číslo	označení	délka	vnitřní / vnější průměr	objem	balení	karton
PN 1202	UNICATH	25 cm	1,5 × 3 mm	0,45 ml	40 ks	640 ks
PN 1205	UNICATH	50 cm	1,5 × 3 mm	0,90 ml	40 ks	640 ks
PN 1210	UNICATH	100 cm	1,5 × 3 mm	1,80 ml	40 ks	640 ks
PN 1215	UNICATH	150 cm	1,5 × 3 mm	2,70 ml	40 ks	640 ks
PN 1220	UNICATH	200 cm	1,5 × 3 mm	3,60 ml	40 ks	640 ks

(Možnost dodání i jiných rozměrů)