

TROJCESTNÝ KOHOUT S HADIČKOU



- trojcestný kohout s tlakovou hadičkou a zátkou s injekčním portem
- hadička zakončena bezpečnostním Luer Lock Male konektorem
- celý set vyroben z materiálu vysoce odolného vůči mechanickému a chemickému poškození

katalog. číslo	průměr hadičky	délka hadičky	objem hadičky	balení	karton
PC 3101 M	1 × 2,5 mm	10 cm	0,10 ml	25 ks	400 ks
PC 3102 M	1 × 2,5 mm	25 cm	0,20 ml	25 ks	400 ks
PC 3105 M	1 × 2,5 mm	50 cm	0,40 ml	25 ks	400 ks
PC 3301 M	3 × 4,1 mm	10 cm	0,70 ml	25 ks	400 ks
PC 3302 M	3 × 4,1 mm	25 cm	1,70 ml	25 ks	400 ks
PC 3305 M	3 × 4,1 mm	50 cm	3,50 ml	25 ks	400 ks