



## Trojcestné kohouty tlakové

- variabilní trojcestný ventil, otočný o 360°
- 3 × Luer Lock konektor (2 × Female, 1 × Male s otočnou maticí)
- transparentní materiál s barevným označením ventilu
- lipidorezistentní, tlakový
- výrobek neobsahuje PVC a latex

katalog. číslo	označení a specifikace	barva	balení	karton
RO 301	Trojcestný kohout CAIR – tlakový, bez PVC, lipidorezistentní	modrá	50 ks	800 ks
RO 305	Trojcestný kohout CAIR – tlakový, bez PVC, lipidorezistentní	červená	50 ks	800 ks
RO 301 M	Trojcestný kohout CAIR – tlakový, bez PVC, lipidorezistentní	bílá	50 ks	800 ks