



Ochranné boxy pro hadičkové spojení

- prevence mikrobiální kontaminace vnějšího povrchu hadičkového spojení
- praktické, vysoce efektivní a ekonomicky výhodné řešení problému nozokomiálních nákaz
- uzavíratelné plastové pouzdro s polyuretanovou pěnou, která se impregnuje dezinfekčním roztokem na bázi jodalkoholu

katalog. číslo	označení a specifikace	balení	karton
BO 025	MICROBOX – pro hadičkové spojení ČŽK	100 ks	1600 ks
BO 050	MINIBOX – pro hadičkové spojení	50 ks	800 ks

(podrobnější informace viz MAJORBOX)