



## Ochranné boxy pro trojcestné kohouty

- prevence mikrobiální kontaminace vnějšího povrchu trojcestných kohoutů
- praktické, vysoce efektivní a ekonomicky výhodné řešení problému nozokomiálních nákaz
- uzavíratelné plastové pouzdro s polyuretanovou pěnou, která se impregnuje dezinfekčním roztokem na bázi jodalkoholu

katalog. číslo	označení a specifikace	balení	karton
BO 100 E	TWINBOX – pro trojcestné kohouty	25 ks	400 ks