

## FORMKONEKTOR



## Bezjehlový konektor 7-denní

- ochrana připojených infúzních a transfúzních linek
- intermitentní přístřík roztoků a léčiv
- bezjehlový odběr arteriální nebo venózní krve
- aplikace léčiv i odběr z cévních vstupů zcela uzavřeným systémem
- vysoký stupeň ochrany před rizikem infekce pacientů i personálu
- kompatibilita se všemi zařízeními s Luer koncovkou (kromě zařízení s  $\varnothing$  menším než 1,5 mm)
- Výrobek neobsahuje PVC a latex.
- DEHP free
- Lipidorezistentní a chemicky inertní.

Počet aplikací: 200

Doba použití: 7 dnů

Mrtvý prostor: 0,09 ml

Průtok: 600 ml / min - 36 l/h

Dostupný samostatně nebo kompletován na infuzních prvcích FormSetů (sestavy kohoutů, víceprvkových ramp, spojovacích hadiček)

katalog. číslo	označení a specifikace	balení
9200 0001 E	FormKonektor FK - bezpečnostní bezjehlový konektor 7-denní - modrý	50 ks
9200 0002 E	FormKonektor FK - bezpečnostní bezjehlový konektor 7-denní - červený	50 ks