


## FORMSETY



### Sety s bezjehlovými bezpečnostními konektory

- sety s bezjehlovými bezpečnostními konektory
- FK = FormKonektor – bezpečnostní bezjehlový konektor 7–denní
- vstupy různých setů osazeny FK
- uzavřený systém pro vysoký stupeň ochrany před rizikem infekce pacientů i personálu

katalog. číslo	označení a specifikace	balení
9200 1001 E	FormSet - kohout trojcestný + 2x FK	30 ks
9200 3010 E	FormSet - rampa se 3 kohouty + 4 x FK	20 ks
9200 5010 E	FormSet - rampa s 5 kohouty + 6 x FK	20 ks
9201 1002 E	FormSet - hadička 2,5 x 200 mm, kohout trojcestný + 2x FK	20 ks
9201 3002 E	FormSet - rampa-3 + 4x FK, spirálová hadička 2,6 x 2000 mm, kohout trojcestný + 1x FK, hadička 2,5 x 200 mm	50 ks
9201 3003 E	FormSet - rampa-3 + 4x FK, spojovací hadička 1,8 x 1800 mm, kohout trojcestný + 1x FK, hadička 2,5 x 200 mm	50 ks
9201 5001 E	FormSet - rampa-5 + 6x FK, spirálová hadička 2,6 x 2000 mm, kohout trojcestný + 1x FK, hadička 2,5 x 200 mm	50 ks
9211 3001 E	FormSet - spojovací hadička 1,8 x 1500 mm, rampa-3, 3x hadička 1,8 x 600 mm + 4x FK	60 ks
9211 5001 E	FormSet - spojovací hadička 1,8 x 1500 mm, rampa-5, 5x hadička 1,8 x 600 mm + 6x FK	60 ks
9211 5002 E	FormSet - rampa-3 + 4x FK, hadička 50 mm, rampa-5 + 5x spirálová hadička + 5x FK, spirálová hadička 2,6 x 2000 mm, rampa 2 + 2x FK	50 ks
9220 0001 E	FormSet - spirálová hadička 1,0 x 2,0 x 1500 mm + 1x FK	20 ks
9220 0002 E	FormSet - hadička 3,0 x 4,1 x 800 mm + 1x FK	20 ks
9220 0003 E	FormSet - spirálová hadička 1,0 x 2,0 x 1000 mm + 1x FK	20 ks
9220 0004 E	FormSet - spirálová hadička 1,0 x 2,0 x 3000 mm + 1x FK	20 ks
92200101E	Spojovací hadička dvoucestná, 2 x FK	100 ks
9220 0102E	Spojovací hadička čtyřcestná, 4 x FK	100 ks
9220 0103E	Spojovací hadička s portem na přístřík + 1 x FK	100 ks