



Bezpečnostní systém pro vícenásobné aplikace infuzních tekutin

- inovace v oblasti systémů pro vícenásobné aplikace infuzních tekutin, nahrazuje samostatnou rampu s trojcestnými kohouty a samostatný infuzní filtr
- bezpečnostní systém pro management až 4 linek s podáváním roztoků prostřednictvím infuzních pump
- vstupy chráněny tlakovými jednocestnými ventily (aktivace vstupu přetlakem), jednotlivé vstupy barevně odlišeny
- eliminace chybného nastavení špatné polohy trojcestného kohoutu – absence třecích ploch jako možné zdroje kontaminace
- model RoweMultiSafe S – fixační páska pro přímou fixaci na stojany nebo rám postele
- model RoweMultiSafe P – univerzální fixační destička pro držáky ramp
- všechny modely obsahují zavzdušňovací bakteriální filtr s PTFE membránou o velikosti pórů 0,02 µm
- varianty se dvěma typy integrovaných infuzních filtrů – 0,2 µm NYLON+ s pozitivně nabitou nylonovou membránou pro podávání krystaloidů a max. 10% glukózy nebo 1,2 µm PET pro podávání lipidových a all-in-one výživových směsí
- varianty vybavené jedno- nebo vícecestnou infuzní spojovací hadičkou (materiál PVC, PUR, PE-spirálové) variabilní délky (standardně jednocestná PUR 200 cm), s integrovaným jedním nebo dvěma trojcestnými kohouty a injekčními filtry (0,2 µm nebo 5 µm), bližší informace viz. samostatný katalog
- vstupy možno osadit navíc bezpečnostními injekčními ventily (Clave konektory)
- vyrobeno z ekologicky nezávadného inertního polykarbonátu technikou svaření bez možnosti úniku tekutiny a vzduchu, výrobek neobsahuje LATEX a PVC

katalog. číslo	označení a specifikace	balení	karton
A-2406	RoweMultiSafe S4 fixační páska – samostatný	25 ks	25 ks
A-2402	RoweMultiSafe S4 – spojovací hadička, trojcestný kohout	25 ks	25 ks
A-2413	RoweMultiSafe S4/2A – spojovací hadička, 2 × trojcestný kohout, injekční filtr	25 ks	25 ks
A-2400	RoweMultiSafe S4/0.2 – infuzní filtr 0,2 µm s membránou NYLON+, spojovací hadička, trojcestný kohout	25 ks	25 ks
2-2411	RoweMultiSafe S4/0.2/2A – infuzní filtr 0,2 µm s membránou NYLON+, spojovací hadička, 2 × trojcestný kohout, injekční filtr	25 ks	25 ks
A-2419	RoweMultiSafe S4/1.2 – infuzní lipidový filtr 1,2 µm s PET membránou, spojovací hadička, trojcestný kohout	25 ks	25 ks
A-2421	RoweMultiSafe S4/1.2/2A – infuzní lipidový filtr 1,2 µm s PET membránou, spojovací hadička, 2 × trojcestný kohout, injekční filtr	25 ks	25 ks
A-2407	RoweMultiSafe P4 fixační destička – samostatný	25 ks	25 ks
A-2403	RoweMultiSafe P4 – spojovací hadička, trojcestný kohout	25 ks	25 ks
A-2414	RoweMultiSafe P4/2A – spojovací hadička, 2 × trojcestný kohout, injekční filtr	25 ks	25 ks
A-2401	RoweMultiSafe P4/0.2 – infuzní filtr 0,2 µm s membránou NYLON+, spojovací hadička, trojcestný kohout	25 ks	25 ks
A-2412	RoweMultiSafe P4/0.2/2A – infuzní filtr 0,2 µm s membránou NYLON+, spojovací hadička, 2 × trojcestný kohout, injekční filtr	25 ks	25 ks
A-2420	RoweMultiSafe P4/1.2 – infuzní lipidový filtr 1,2 µm s PET membránou, spojovací hadička, trojcestný kohout	25 ks	25 ks
A-2422	RoweMultiSafe P4/1.2/2A – infuzní lipidový filtr 1,2 µm s PET membránou, spojovací hadička, 2 × trojcestný kohout, injekční filtr	25 ks	25 ks