



## Aspirační trny pro vícenásobné odběry lékových roztoků

- integrovaný bakteriální vzduchový PTFE filtr 0,1  $\mu\text{m}$  k ochraně před mikrobiální kontaminací aspirovaného roztoku a k vyrovnávání tlaků a podtlaků
- kapalinový partikulární PET filtr 5  $\mu\text{m}$  pro ochranu před průnikem částic u modelu A-6461
- úzký, krátký napichovací hrot pro snadné propíchnutí i tvrdých zátek
- pohodlná obsluha uzávěru jednou rukou
- barevně kódované
- Luer Lock konektor
- výrobek a obal bez PVC a latexu

katalog. číslo	označení a specifikace	barva	balení	karton
A-6460	RoweSpike – bakteriální filtr	zelená	100 ks	300 ks
A-6461	RoweSpike 5 $\mu\text{m}$ – bakteriální a kapalinový filtr	modrá	100 ks	300 ks