



Aspirační trny pro vícenásobné odběry lékových roztoků v chemoterapii

- spolehlivá manipulace s cytostatiky díky ochraně před toxickými aerosoly při rozpouštění suchých substancí integrovaným 0,1 μm vzduchovým PTFE fitrem
- kapalinový partikulární PET filtr 5 μm pro ochranu před průnikem částic
- nová konstrukce uzávěru se zvýšenou ochranou proti kontaminaci a pohodlnou obsluhou jednou rukou
- úzký, krátký napichovací hrot z tvrzeného ABS plastu pro snadné propíchnutí i tvrdých zátek
- Luer Lock konektor
- výrobek a obal bez PVC a latexu

katalog. číslo	označení a specifikace	barva	balení	karton
A-6427	RoweSpike CHEMO – cytostatický a kapalinový filtr	červená	25 ks	150 ks