



Aspirační trny s kovovým hrotem

- tenký kovový hrot pro minimální penetrační sílu
- integrovaný vzduchový bakteriální PTFE filtr 0,1 μm nebo cytostatický filtr k ochraně před toxickými aerosoly
- kapalinový partikulární PET filtr 5 μm pro ochranu před průnikem částic
- nová konstrukce uzávěru se zvýšenou ochranou proti kontaminaci a pohodlnou obsluhou jednou rukou
- malý bolusový objem, minimální zbytkové množství
- Luer Lock konektor
- výrobek a obal bez PVC a latexu

katalog. číslo	označení a specifikace	barva	balení	karton
A-6430	RoweSpike 5 μm KANYLA – bakteriální a kapalinový filtr	modrá	100 ks	300 ks
A-6431	RoweSpike Chemo KANYLA – cytostatický a kapalinový filtr	červená	25 ks	150 ks