


Aspirační trny pro malé odběrové lahve



- kompaktní rozměry aspiračních trnů pro vícenásobné odběry z malých odběrových lahví
- integrovaný vzduchový bakteriální PTFE filtr 0,1 µm nebo cytostatický filtr k ochraně před toxickými aerosoly
- kapalinový partikulární PET filtr 5 µm pro ochranu před průnikem částic
- tenký kovový hrot pro minimální penetrační sílu
- malý bolusový objem, minimální zbytkové množství
- nová konstrukce uzávěru se zvýšenou ochranou proti kontaminaci a pohodlnou obsluhou jednou rukou
- Luer Lock konektor
- výrobek a obal bez PVC a latexu

katalog. číslo	označení a specifikace	barva	balení	karton
A-6436	RoweSpike 5 µm MICRO – bakteriální a kapalinový filtr	modrá	25 ks	300 ks
A-6437	RoweSpike Chemo MICRO – cytostatický a kapalinový filtr	červená	25 ks	150 ks