



120 hodinový infuzní filtr

- infuzní filtr s 0,2 μm NYLON+ membránou pro separaci mikrobů a částic až po dobu 120 hodin
- pozitivně nabitý povrch membrány filtru pro separaci endotoxinů
- dokonalé odvzdušnění samostaným bakteriálním filtrem s 0,02 μm PTFE membránou
- integrovaný separátor pro eliminaci vzduchové embolie
- spojovací PUR hadička o délce 10 cm
- konektory Luer Lock Male / Female
- výrobek a obal bez PVC a latexu

membrána: Nylon+ 0,2 μm

plocha filtru: 13,5 cm^2

plnicí objem: 2,2 ml

průtok: 4 ml / min / cm^2

max. tlak: 4 bar

Není určeno pro podávání plné krve a buněčných derivátů, emulzí, koagulačních faktorů, lipidových emulzí, roztoků glukózy >10%

katalog. číslo

označení a specifikace

balení

karton

A-2356

RoweFil 120 – infuzní filtr 120 hodinový

50 ks

50 ks