



## 48 hodinový infuzní filtr

- infuzní filtr s 0,2  $\mu\text{m}$  PES membránou k zábraně mikrobiální a částicové kontaminace s dobou použitelnosti 48 hodin
- dokonalé odvdzdušnění samostaným bakteriálním filtrem s 0,02  $\mu\text{m}$  PTFE membránou
- integrovaný separátor pro eliminaci vzduchové embolie
- spojovací PUR hadička o délce 10 cm
- konektory Luer Lock Male / Female
- výrobek a obal bez PVC a latexu

*membrána: PET 0,2  $\mu\text{m}$*

*plocha filtru: 13,5  $\text{cm}^2$*

*plnicí objem: 2,6 ml*

*průtok: 8 ml / min /  $\text{cm}^2$*

*max. tlak: 4 bar*

Není určeno pro podávání plné krve a buněčných derivátů, emulzí, koagulačních faktorů, lipidových emulzí, roztoků glukózy >30%

**katalog. číslo**

**označení a specifikace**

**balení**

**karton**

A-2361

RoweFil 48 – infuzní filtr 48 hodinový

50 ks

50 ks