

24 hodinový lipidový filtr

- infuzní filtr pro aplikaci lipidů včetně parenterální výživy „all-in-one“ s 1,2 μm PET membránou k zábraně mikrobiální a částicové kontaminace
- dokonalé odvzdušnění samostaným bakteriálním filtrem s 0,02 μm PTFE membránou
- integrovaný separátor pro eliminaci vzduchové embolie
- doba použitelnosti filtru 24 hodin
- spojovací PUR hadička o délce 10 cm
- konektory Luer Lock Male / Female
- výrobek a obal bez PVC a latexu

membrána: PET 1,2 μm

plocha filtru: 13,5 cm^2

plnicí objem: 2,6 ml

průtok: 800 +- 150 ml / min / cm^2

max. tlak: 4 bar

Není určeno pro podávání plné krve a buněčných derivátů, emulzí, koagulačních faktorů



katalog. číslo

označení a specifikace

balení

karton

A-2358

RoweFil 24 Lipid – lipidový filtr

25 ks

50 ks