



Epidurální filtry

- filtry pro epidurální anestezii s $0,2\ \mu\text{m}$ NYLON+ nebo PET membránou
- **pozitivně nabitá NYLONOVÁ membrána:**
pro separaci endotoxinů, mikrobů a částic
- **PET membrána:**
pro separaci mikrobů a částic
- konektory Luer Lock Male / Female
- výrobek a obal bez PVC a latexu

membrána: NYLON+ $0,2\ \mu\text{m}$ / PET $0,2\ \mu\text{m}$

plocha filtru: $4\ \text{cm}^2$

plnicí objem: $0,7\ \text{ml}$

průtok: NYLON $4\ \text{ml} / \text{min} / \text{cm}^2$; PET $8\ \text{ml} / \text{min} / \text{cm}^2$

max. tlak: $4\ \text{bar}$

katalog. číslo	označení a specifikace	balení	karton
A-6700	RoweEpiflow Nylon – epidurální filtr	50 ks	1000 ks
A-6702	RoweEpiflow PET – epidurální filtr	50 ks	1000 ks